

Моноклональное Антитело Против Tom20 (Конъюгированное C) Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Иф (If) - Q15388

Артикул: CM0010422



введение

Предварительно конъюгированное кроличье моноклональное антитело против TOM20 для прямого обнаружения человеческого TOM20 в WB, IF/ICC и IF-P. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондриального импорта и митофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против TOM20, конъюгированное с
Примечания/Псевдонимы	MAS20; MOM19; TOM20
Вид	Человек
ID гена	9804
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-145 человеческого TOM20 (NP_055580.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15388
Молекулярный вес белка	16 кДа
Доставка	Сумка со льдом