

Моноклональное Антитело Против Tom20 Для Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15388

Артикул: CM0005256



введение

Мышьиное моноклональное антитело против человеческого TOM20, валидированное для WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P и ELISA.

Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный белки. Идеально подходит для изучения митохондриального импорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TOM20 Mouse mAb
Примечания/Псевдоним	MAS20; MOM19; TOM20
Вид	Человек
GeneID (человек)	9804
GeneID	9804
Иммуноген	Рекомбинантный белок TOM20 человека.
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15388
Молекулярный вес белка	16 кДа
Доставка	Сумка со льдом