

Поликлональные Антитела Против Tom20 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип, Иф/Мф, Игх-Р, Ифа - Q15388

Артикул: CM0030288



введение

TOM20 Rabbit pAb — это поликлональные антитела, распознающие TOM20 человека, мыши и крысы. Подходят для WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA; идеально подходят для исследований митохондриального импорта, митофагии и динамики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TOM20 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MAS20; MOM19; TOM20
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9804
ID гена	9804
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-145 человеческого TOM20 (NP_055580.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15388
Молекулярный вес белка	16 кДа
Доставка	В ледяном пакете