

Кроличыи Моноклональные Антитела К Tom20 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15388

Артикул: CM0002726



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого TOM20, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Обнаруживают TOM20 человека, мыши и крысы — ключевой рецептор митохондриального импорта. Идеально подходят для исследований митохондрий и изучения митофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TOM20 кроличьи mAb
Примечания/Псевдоним	MAS20; MOM19; TOM20
Вид	Человек
GeneID (человек)	9804
GeneID	9804
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-145 человеческого TOM20 (NP_055580.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15388
Молекулярный вес белка	16 кДа
Доставка	Сумка со льдом