

Кроличья Поликлональная Анти-Tom20 Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q15388

Артикул: CM0019310



введение

Кроличье поликлональное антитело к TOM20, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на гомолог митохондриального импортного рецептора TOM20 (Q15388), функционирующего в митохондриях и транслокации белков. Идеально для исследований митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TOM20 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MAS20; MOM19; TOM20; 20
Вид	Человек
GeneID	9804
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-145 человеческого TOM20 (NP_055580.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15388
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом