

Моноклональное Крысиное Антитело Против Tom20 Для Вб, Иф, Игх, Ифа — Q15388

Артикул: CM0007800



введение

Высокоспецифичное моноклональное крысиное антитело против TOM20, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГХ-П и ИФА. Обнаруживает TOM20 человека, мыши и крысы — митохондриальный импортный рецептор. Идеально подходит для исследований функции митохондрий и митодагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное крысиное антитело к TOM20
Примечания/Альтернативные названия	MAS20; MOM19; TOM20
Вид	Человек
ID гена (человек)	9804
ID гена	9804
Иммуноген	Рекомбинантный белок TOMM20 человека.
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15388
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Холодильный пакет