


Кроличье Моноклональное Антитело Против Tom70 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - O94826

Артикул: CM0002071



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против TOM70, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Распознает человеческий, мышинный и крысиный TOM70 — рецептор митохондриального импорта и медиатор противовирусного ответа. Идеально для исследований митохондрий и вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TOM70 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	Tom70; TOMM70A; TOM70
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9868
ID гена	9868
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 245-608 человеческого TOM70 (NP_055635.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O94826
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом