


Кроличья Поликлональная Антитела Против Tom70 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - O94826

Артикул: CM0028548



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок TOM70 (субъединица митохондриального импортного рецептора TOM70). Валидированы для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА; перекрестно реагируют с белками мыши и крысы. Идеальны для изучения импорта белков в митохондрии и противовирусной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TOM70 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	Tom70; TOMM70A; TOM70
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9868
GeneID	9868
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 245-608 человеческого белка TOM70 (NP_055635.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O94826
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом