

Поликлональные Антитела Против Tomm22 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ns69

Артикул: CM0015542



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого TOMM22, субъединицы митохондриального рецептора импорта, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для исследований митохондриального импорта, митофагии и транспозиции препропротеинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TOMM22 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	1C9-2; TOM22; MST065; MSTP065; TOMM22
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56993
GeneID	56993
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-83 человеческого TOMM22 (NP_064628.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NS69
Молекулярный вес белка	16кДа
Доставка	В ледяном пакете