


Кроличья Моноклональная Антитела Против Tomm22 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ns69

Артикул: CM0011027



введение

Кроличья моноклональная антитела с высокой специфичностью к человеческому TOMM22, валидированная для Вестерн-блоттинга, IHC-P, IP и ELISA. Распознает гомолог митохондриального импортного рецептора субъединицы TOM22 у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная кроличья антитела к TOMM22
Примечания/алиасы	1C9-2; TOM22; MST065; MSTP065; TOMM22
Вид	Человек
GeneID (человек)	56993
GeneID	56993
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NS69
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Холодовой пакет