

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Tomm34 — Q15785

Артикул: CM0010621

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на TOMM34 — рецептор импорта в митохондрии. Валидировано для вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА; демонстрирует перекрёстную реактивность с образцами человека и крысы. Идеально подходит для изучения импорта митохондриальных белков и функций шаперона-предшественника.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к TOMM34
Примечания/синонимы	TOM34; URCC3; НТОМ34Р
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10953
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-309 человеческого TOMM34 (NP_006800.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q15785
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом