

Моноклональное Антитело Anti-Tomm40 Для Вестерн-Блоттинга - O96008

Артикул: CM0005356



введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-TOMM40, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Распознает TOMM40 человека, мыши, крысы. Используется для исследований митохондриального импорта и митофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TOMM40 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	TOM40; PEREC1; C19orf1; PER-EC1; D19S1177E; TOMM40
Вид	Человек
GeneID (человек)	10452
GeneID	10452
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-90 белка TOMM40 человека (NP_001122388.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O96008
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом