

Кроличьи Поликлональные Антитела Против Tomm40 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — O96008

Артикул: CM0026621



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против ТОММ40 — ключевого компонента митохондриальной транслоказы. Подходят для применения в WB, ИHC-P, IF/ICC и ELISA; перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований митохондриального импорта и митодагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TOMM40 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	TOM40; PEREC1; C19orf1; PER-EC1; D19S1177E; TOMM40
Вид	Человек
GeneID (человек)	10452
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-90 TOMM40 человека (NP_001122389.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O96008
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Ледяной пакет