

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Tomm40L Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q969M1

Артикул: CM0020995

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против TOMM40L, валидированные для использования в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают человеческий TOMM40L, перекрестная реакция с мышью. Идеальны для исследований импорта митохондриальных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TOMM40L кролик rAb
Примечания/Псевдоним	TOMM40B; TOMM40L
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84134
GeneID	84134
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого TOMM40L (NP_115550.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q969M1
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом