


Поликлональное Кроличье Антитело Против Tomm5 Для If/Icc И Elisa — Q8N4H5

Артикул: CM0022608



введение

Поликлональное кроличье антитело к TOMM5, валидированное для иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ELISA. Обнаруживает TOMM5 человека и мыши — субъединицу комплекса TOM, участвующую в импорте митохондриальных белков и сигнализации митогагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TOMM5 кроличье pAb
Примечания/Алиасы	Tom5; C9orf105; bA613M10.3; TOMM5
Вид	Человек
ID гена (человек)	401505
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-51 TOMM5 человека (NP_001001790.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8N4H5
Молекулярная масса белка	6 кДа
Доставка	Холодовой пакет