

Кроличья Поликлональная Антитело К Top1Mt Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q969P6

Артикул: CM0024548

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к митохондриальной ДНК-топоизомеразе I человека (TOP1MT), валидированное для применения в WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с TOP1MT человека и крысы. Подходит для исследований в области биологии митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TOP1MT Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	TOP1MT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	116447
GeneID	116447
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 470-550 TOP1MT человека (NP_443195.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q969P6
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Холодильный пакет