


Кроличьи Поликлональные Антитела К Top2A (Днк-Топоизомераза II Альфа) Для Wb И Elisa - P11388

Артикул: CM0020928



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческой TOP2A, валидированные для вестерн-блоттинга и ELISA. Мишенью является ДНК-топоизомераза II альфа — ключевой фермент, участвующий в топологии ДНК и сегрегации хромосом. Идеально подходят для исследований клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ДНК-топоизомераза II альфа (TOP2A), кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания / Синонимы	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha; ДНК-топоизомераза II альфа (TOP2A)
Вид	Человек
ID гена	7153
Иммуноген	Синтетический пептид (аминокислоты 1100-1200 человеческого TOP2A, NP_001058.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11388
Молекулярная масса белка	174 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом