

## Поликлональное Антитело Против Торо I $\alpha$ Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P11388

Артикул: CM0021945



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на ДНК-топоизомеразу 2-альфа человека (Торо I $\alpha$ ). Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Валидировано для образцов человека. Идеально для исследований рака и изучения клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье pAb против Торо I $\alpha$                                                                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | TOP2A; TOP2; TP2A; ДНК-топоизомераза 2-альфа; Торо I $\alpha$                                                                        |
| Вид                                | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (человек)                   | 7153                                                                                                                                 |
| GeneID                             | 7153                                                                                                                                 |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1431-1531 человеческой Торо I $\alpha$ (NP_001058.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                              |
| SWISS                              | P11388                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка           | 174 кДа/177 кДа/178 кДа/182 кДа                                                                                                      |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                    |