

Кроличье Поликлональное Антитело Против Topors Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q80Z37

Артикул: CM0019144

введение

Кроличье поликлональное антитело против Topors (LUN/p53BP3) — E3 убиквитин- и SUMO1-лигазы, участвующей в подавлении опухолей. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышинными и крысиными белками. Идеально для исследований регуляции p53 и ответа на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против Topors
Примечания/Алиасы	LUN; TP53BP3; p53BP3/LUN; Topors
Вид	Человек
GeneID (Человек)	106021
GeneID	106021
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 мышиногo Topors (NP_598858.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q80Z37
Молекулярная масса белка	117 кДа
Доставка	В пакете со льдом