

## Моноклональное Антитело Против Tor4A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nxx8

Артикул: CM0002725

### введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого TOR4A (Torsin-4A) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Иммуноген: рекомбинантный фьюжн-белок, охватывающий аминокислоты 1-130 человеческого TOR4A (Q9NXH8).

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | TOR4A Кроличье mAb                                                                                                          |
| Примечания/Альтернативные названия | C9orf167; TOR4A                                                                                                             |
| Вид                                | Человек                                                                                                                     |
| ID гена (Человек)                  | 54863                                                                                                                       |
| ID гена                            | 54863                                                                                                                       |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого TOR4A (Q9NXH8) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                      |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                     |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь                                                                                                               |
| SWISS                              | Q9NXH8                                                                                                                      |
| Молекулярная масса белка           | 47 кДа                                                                                                                      |
| Условия доставки                   | В сумке со льдом                                                                                                            |