

Кроличья Моноклональная Антитела Anti-Torc2/Crtc2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q53Et0

Артикул: CM0002143



введение

Кроличья моноклональная антитела, направленная против человеческого TORC2 (CRTC2), валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА; перекрестно реагирует с крысиным антигеном. Подходит для изучения транскрипции, опосредованной CREB, глюконеогенеза и митохондриального биогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TORC2 Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	TORC2; TORC-2
Вид	Человек
ID гена (человек)	200186
ID гена	200186
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 594-693 человеческого TORC2 (Q53ET0).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q53ET0
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	Холодильный пакет