

Поликлональные Антитела Anti-Torsina/Tor1A Для Wb, IHC-P, Elisa - O14656

Артикул: CM0019693



введение

Кроличы pAb к TorsinA/TOR1A для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеком, мышью, крысой. Нацелены на шаперон Torsin-1A, связанный с дистонией, участвующий в фолдинге белков и рециклинге синаптических везикул. Идеально подходит для исследований в области нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TorsinA/TOR1A Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	DQ2; AMC5; DYT1; TorsinA/TOR1A
Вид	Человек
ID гена (человек)	1861
ID гена	1861
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 63-332 человеческого TorsinA/TOR1A (NP_000104.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14656
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Айс-пакет