

Поликлональное Антитело Кролика Против Тох Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Иммуофлуоресценции/Иммуоцитохимии (If/Icc), Elisa - O94900

Артикул: CM0029675

введение

Поликлональное антитело кролика против TOX, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA в образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на белок TOX (thymocyte selection-associated high mobility group box), критический регулятор транскрипции для развития иммунных клеток и нейральной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против TOX (TOX Rabbit pAb)
Примечания/Альтернативные названия	TOX1; TOX
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9760
GeneID	9760
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-165 человеческого TOX (NP_055544.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуофлуоресценция/иммуоцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O94900
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике (лед)