

Кроличья Поликлональная Антитело К Tr53Air1 Для Вб, Ифа - Q9Hcn2

Артикул: CM0029366

введение

Кроличья поликлональная антитело к TP53AIR1, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным образцам. Молекулярная масса мишени — 13 кДа. Подходит для исследования зависимого от p53 апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к TP53AIR1
Примечания/алиасы	P53AIR1; TP53AIR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	63970
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9HCN2
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Айс-пакет