

## Кроличья Поликлональная Антитело К Tr53Bp2 Для Ihc-P И Ифа - Q13625

Артикул: CM0029711



### введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против TP53BP2 (ASPP2), валидирована для использования в ИHC-P и ИФА. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Используется в исследованиях апоптоза и клеточного цикла. Спецификации и техническая поддержка предоставляются.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | TP53BP2 Кроличья pAb                                                                                                                      |
| Примечания/Алиасы         | BBP, 53BP2, ASPP2, P53BP2, PPP1R13A, TP53BP2                                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                   |
| ID гена (человек)         | 7159                                                                                                                                      |
| ID гена                   | 7159                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 360-600 человеческого TP53BP2 (NP_001026855.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                    |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                   |
| Применение                | ИHC-P, ИФА                                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                      |
| SWISS                     | Q13625                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 126 кДа                                                                                                                                   |
| Доставка                  | Холодовая упаковка                                                                                                                        |