

## Анти-Trp53Br2 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q13625

Артикул: CM0023463



### введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против TP53BP2 (ASPP2/53BP2), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека. Регулятор апоптоза и роста клеток. Рекомбинантный иммуноген, 126 кДа. Идеальны для исследований апоптоза и рака, нацелены на ключевой белок, связывающийся с p53, участвующий в остановке клеточного цикла и подавлении опухолей.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | TP53BP2 кроличьи pAb                                                                                                                               |
| Примечания/Псевдонимы     | BBP; 53BP2; ASPP2; P53BP2; PPP1R13A; TP53BP2                                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                            |
| GenelD (Человек)          | 7159                                                                                                                                               |
| GenelD                    | 7159                                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-330 TP53BP2 (NP_001026855.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                            |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                            |
| SWISS                     | Q13625                                                                                                                                             |
| Молекулярный вес белка    | 126 кДа                                                                                                                                            |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                     |