

Поликлональное Антитело Anti-Trp53I13 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q8Nbr0

Артикул: CM0020782

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TP53I13, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований супрессоров опухолей и изучения сигнального пути p53.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело TP53I13
Примечания/синоним	DSCP1, TP53I13
Вид	Человек
Идентификатор гена	90313 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-310 человеческого TP53I13 (NP_612358.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q8NBR0
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом