

Кроличья Поликлональная Антитело Против Trp53Rk Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q96S44

Артикул: CM0022629



введение

Кроличья поликлональная антитело против TP53RK, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Направлена на субъединицу комплекса ЕКС/KEOPS, необходимую для модификации тРНК и регуляции р53. Белок с молекулярной массой 28 кДа. Идеально подходит для ИВД и научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TP53RK Rabbit pAb
Примечания / Альтернативные названия	PRPK; BUD32; TPRKB; GAMOS4; Nori-2; Nori-2p; dj101A2; C20orf64; TP53RK
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	112858
Идентификатор гена	112858
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-253 человеческого TP53RK (NP_291028.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96S44
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент