

Поликлональное Антитело Против Trp73 Для Вб, Иф, Игг, Ифа — O15350

Артикул: CM0013252



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому TP73 (p73), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИНС-Р) и ИФА. Реагирует с образцами человека и мыши. Направлено против опухолевого супрессора p73, который участвует в апоптозе, регуляции клеточного цикла и цилиогенезе. Идеально подходит для исследований в области онкологии и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TP73 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	P73; CILD47; TP73
Вид	Человек
ID гена (человек)	7161
ID гена	7161
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 487-636 человеческого TP73 (NP_005418.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O15350
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом