


Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Tpa/Plat Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P00750

Артикул: CM0005623



введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого tPA/PLAT, подходящие для WB, IF/ICC, IF-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Предполагаемая молекулярная масса: 63 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	tPA/PLAT кроличыи mAb
Примечания/Псевдоним	TPA; T-PA; tPA/PLAT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5327
GeneID	5327
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 463-562 человеческого tPA/PLAT (P00750)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00750
Масса белка	63 кДа
Доставка	Сумка со льдом