

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Trpd52 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P55327

Артикул: CM0015706

введение

Поликлональное кроличье антитело (pAb) к TPD52 для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Нацелено на опухолевый белок D52 человека, перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген. Идеально подходит для онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к TPD52
Примечания/синонимы	D52; N8L; PC-1; PrLZ; hD52; TPD52
Вид	Человек
GeneID (человек)	7163
GeneID	7163
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–184 TPD52 человека (NP_005070.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P55327
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом