

Поликлональное Антитело Против Trp52L3 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Elisa - Q96J77

Артикул: CM0015753

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок TPD52L3 (D55/hD55/TPD55), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально для исследований развития семенников.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TPD52L3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	D55; hD55; TPD55; NYDSP25; TPD52L3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	89882
ID гена	89882
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-132 человеческого TPD52L3 (NP_001001875.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96J77
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	В пакете со льдом