

Антитела Кролика Поликлональные Против Trp52L3 Для Wb, If-P, Elisa - Q96J77

Артикул: CM0017615

введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого TPD52L3 (белок опухоли D55), валидированные для WB, IF-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований белков, специфичных для яичек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TPD52L3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	D55, hD55, TPD55, NYDSP25, TPD52L3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	89882
ID гена	89882
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-132 человеческого TPD52L3 (NP_001001875.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96J77
Молекулярный вес белка	16кДа
Доставка	Сумка со льдом