


Поликлональное Антитело Anti-Tph1 Для Wb, Elisa — P17752

Артикул: CM0022031



введение

Кроличье поликлональное антитело к TPH1, валидированное для WB и ELISA, распознающее TPH1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биосинтеза серотонина и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TPH1
Примечания/синонимы	TPRH; TRPH; TPH1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7166
GeneID	7166
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 345-444 человеческого TPH1 (NP_004170.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P17752
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом