

Кроличье Моноклональное Антитело Против Trh1 Для IHC-P, Elisa - P17752

Артикул: CM0010978



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого TPH1 (триптофан гидроксилазы 1). Валидировано для IF, IHC-P и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для изучения биосинтеза серотонина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TPH-1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	TPRH; TRPH
Вид	Человек
GeneID (человек)	7166
GeneID	7166
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 102-402 человеческого TPH1 (NP_004170.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17752
Молекулярный вес белка	51кДа/53кДа
Доставка	Сумка со льдом