

Поликлональные Антитела Против Trh2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Iwu9

Артикул: CM0015525



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против TRH2 (триптофан гидроксилазы 2), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагируют с TRH2 человека, мыши и крысы. Подходят для исследований биосинтеза серотонина и неврологических расстройств.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Значение
Название продукта	TRH2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NTPH; ADHD7; TRH2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	121278
GeneID	121278
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-70 человеческого TRH2 (NP_775489.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IWU9
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка со льдом