

Поликлональное Антитело К Trh2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Iwu9

Артикул: CM0026952



введение

Кроличье поликлональное антитело против TRH2 (нейрональная триптофангидроксилаза) для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований биосинтеза серотонина и неврологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRH2 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	NTPH; ADHD7; TRH2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	121278
ID гена	121278
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IWU9
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	В термосумке со льдом