

Поликлональное Антитело Anti-Tpi1 Для Wb, If-P, Elisa - P60174

Артикул: CM0024609



введение

Кроличье поликлональное антитело против триозофосфатизомеразы человека (TPI1), валидированное для WB, IF-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований гликолиза и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TPI1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	TIM; TPI; TPID; HEL-S-49; TPI1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7167
GeneID	7167
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-249 человеческого TPI1 (NP_000356.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60174
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	В пакете со льдом