

Поликлональная Антитела Против Tri1 Для Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P60174

Артикул: CM0022875



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого TPI1 (триозофосфатизомеразы), валидированные для WB, IHC, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают TPI1 человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TPI1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	TIM; TPI; TPID; HEL-S-49; TPI1
Вид	Человек
ID гена (человек)	7167
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60174
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Сумка-холодильник