

Поликлональные Антитела Против Trk1 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q9H3S4

Артикул: CM0029159



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого TRK1, валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживают TRK1 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования метаболизма тиамина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRK1 кроличьи пАт
Примечания/Алиасы	PP20; HTRK1; THMD5; TRK1
Вид	Человек
ID гена	27010
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-243 человеческого TRK1 (NP_071890.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H3S4
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Холодильный пакет