

Анти-Trm2 Кроличий Поликлональный Антитело - P07951

Артикул: CM0028367

введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого TPM2 (бета-цепь тропомиозина). Валидировано для методов WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Обнаруживает TPM2 в тканях человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области биологии мышц и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TPM2 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	DA1; DA2B; NEM4; TMSB; AMCD1; DA2B4; HEL-S-273; TPM2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7169
GeneID	7169
Иммуноген	Синтетический пептид в пределах аминокислот 1-100 человеческого TPM2 (NP_003280.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07951
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом