

Поликлональное Антитело Anti-Tpm3 Для Wb, Elisa — P06753

Артикул: CM0015825



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий TPM3 (альфа-3-цепь тропомиозина). Валидировано для WB и ELISA; выявляет полосу размером около 33 кДа. Перекрёстно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для исследований цитоскелета и сокращения мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TPM3
Примечания/псевдонимы	TM3; TM5; TRK; CFTD; NEM1; TM-5; TM30; CAPM1; CMYP4A; CMYP4B; TM30nm; TPM3nu; TPMsk3; hscp30; HEL-189; HEL-S-82p; OK/SW-cl.5; TPM3
Вид	Человек
GeneID (человек)	7170
GeneID	7170
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-284 человеческого TPM3 (NP_689476.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P06753
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом