


Кроличыи Поликлональные Антитела К Trmt Для Wb, If/Icc, Elisa - P51580

Артикул: CM0016244



введение

Кроличыи поликлональные антитела к TPMT человека (тиопурин-S-метилтрансферазе), валидированные для методов WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с белками мыши и крысы. Идеально подходят для исследований метаболизма тиопуриновых препаратов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TPMT Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	TPMTD; TPMT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7172
GeneID	7172
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-245 TPMT человека (NP_000358.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P51580
Молекулярная масса белка	28 кДа
Транспортировка	Хладоэлемент (лед)