


Моноклональное Антитело К Anti-Tpo-R/Cd110/C-Mpl Для Wb, Elisa - P40238

Артикул: CM0003036



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого рецептора тромбопоэтина (TPO-R/CD110/c-Mpl). Валидировано для WB и ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Необходимо для исследований дифференцировки мегакариоцитов и производства тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TPO-R/CD110/c-Mpl Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MPLV; TPOR; C-MPL; CD110; THPOR; THCYT2; TPO-R/CD110/c-Mpl
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4352
ID гена	4352
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 536-635 человеческого TPO-R/CD110/c-Mpl (P40238).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40238
Молекулярный вес белка	71кДа
Доставка	Сумка со льдом