

Кроличья Поликлональная Антитело Против Trp2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P29144

Артикул: CM0025257

введение

Кроличья поликлональное антитело против человеческого TPP2 (Tripeptidyl-peptidase 2), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований пути убиквитин-протеасома и гомеостаза аминокислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TPP2 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	IMD78; TPP-2; TPPII; TPP-II; TPP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7174
GeneID	7174
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого TPP2 (NP_003282.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29144
Молекулярный вес белка	138кДа
Доставка	Сумка со льдом