

Моноклональное Антитело Против Трppp/P25 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии (Парафиновые Срезы), Elisa - O94811

Артикул: CM0008354



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок TRPP/p25 (p24, TRPP1). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Для исследований динамики микротрубочек, миелинизации, миграции клеток и клеточного цикла. Молекулярная масса 24 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRPP/p25 Кроличье моноклональное антитело (mAb)
Примечания / Синонимы	p24; p25; TRPP1; TRPP/p25; p25alpha
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11076
ID гена	11076
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого белка TRPP/p25 (O94811).
Источник (хозяин)	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS-PROT ID	O94811
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом