


Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Trppp/P25 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O94811

Артикул: CM0030459



введение

Кроличья поликлональное антитело против TRPP/p25 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано на человеке, мыши, крысе. Подходит для исследований динамики микротрубочек и миелинизации. - O94811

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRPP/p25 Кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	p24; p25; TRPP1; TRPP/p25; p25alpha
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11076
ID гена	11076
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-219 человеческого TRPP/p25 (NP_008961.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O94811
Молекулярный вес белка	24кДа
Доставка	Сумка со льдом