

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Tprg1L Для Wb, Elisa - Q5T0D9

Артикул: CM0022360

### введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против TPRG1L (mover/FAM79A) — пресинаптического белка, регулирующего вероятность синаптического выброса. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для нейробиологических исследований, это антитело обнаруживает TPRG1L (MOVER) в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | TPRG1L кроличье pAb                                                                                                          |
| Примечания/Синонимы       | TPRGL; mover; FAM79A; SVAP30; h-mover; TPRG1L                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                      |
| ID гена (человек)         | 127262                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-90 TPRG1L человека (NP_877429.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                       |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                      |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Мышь, Крыса                                                                                                                  |
| SWISS                     | Q5T0D9                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 30 кДа                                                                                                                       |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                            |