


## Анти-Trpsab1 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15661

Артикул: CM0024265



### введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого TPSAB1 (триптазы альфа/бета-1), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для исследований тучных клеток и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | TPSAB1 кроличий пАт                                                                                                       |
| Примечания/Псевдоним      | TPS1; TPS2; TPSB1; TPSB2; Триптаза-2; TPSAB1                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                   |
| ID гена                   | 7177                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 31-275 человеческого TPSAB1 (NP_003285.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                    |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                   |
| Применение                | Вестерн-блот, ИФА                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                      |
| SWISS                     | Q15661                                                                                                                    |
| Молекулярный вес белка    | 31кДа                                                                                                                     |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                            |