


Поликлональное Антитело Против Trpst2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O60704

Артикул: CM0019769



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TPST2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует протеин-тирозин сульфотрансферазу 2, фермент мембраны аппарата Гольджи, катализирующий О-сульфатирование тирозина. Подходит для образцов человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TPST2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TPST-2; TANGO13B; TPST2
Вид	Человек
GeneID (человек)	8459
GeneID	8459
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 280-370 человеческого TPST2 (NP_003586.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O60704
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	В термосумке со льдом